



# *My*FILLER

NEW LIFE TO THE SKIN



ДЕРМАЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

# MyFILLER



## КАЧЕСТВЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Обширный опыт в области производства медицинских изделий и глубокий анализ рынка позволили Роберто Кальдейра, основателю компании **My Med**, сформулировать четкое видение того, какими должны быть профессиональные дермальные наполнители. В 2017 году он принял решение создать уникальную линию препаратов из натуральных ингредиентов, которая позволила бы реализовывать постулаты концепции естественной красоты и замедления старения на более высоком уровне.

С момента воплощения идеи началась история успеха **My Filler** — первого бренда **My Med**. В настоящее время дермальные наполнители этой линии хорошо известны и любимы на рынке препаратов для эстетической медицины и представлены во многих странах Европы, Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

Спустя несколько лет работы, опираясь на консультации специалистов, в **My Med** была создана линейка продуктов для мезотерапии — **My Filler Revitalize**.

Оба бренда — **My Filler** и **My Filler Revitalize** — по достоинству оценены профессиональным сообществом. Это подтверждено многочисленными международными наградами, которыми искренне гордится команда специалистов **My Med**.

*«Наша внешняя красота и сияние существуют и дышат в тесном единстве с нашим внутренним, духовным миром, потому что нет внутренней гармонии без внешней и наоборот. Мы верим в силу естественной красоты и важность повышения уверенности в себе, поэтому стремимся способствовать этому с помощью наших разработок»* — это миссия и кредо компании **My Med**, которые она успешно реализует благодаря препаратам бренда **My Filler**.





## НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ

**My Filler** — профессиональная линия дермальных наполнителей на основе гиалуроновой кислоты, изготовленных по 2 уникальным технологиям — **TRIO** и **Dual Link**.

Продукция **My Filler** соответствует требованиям Европейского Союза и имеет международный сертификат качества CE, выданный организацией, нотифицированной правительством Италии. На территории России препараты **My Filler** успешно прошли государственную регистрацию (ПУ №ПЗН 2023/19917).

Филлеры **Soft**, **Medium** и **Strong** изготавливаются по технологии **TRIO**, обеспечивающей создание продукции с тщательно выверенной по ключевым показателям рецептурой. В зависимости от назначения препарата в нем присутствует ГК определённой молекулярной массы с заданной степенью сшивания в строго подобранной концентрации. Наличие в линии гидрогелей различной вязкости и эластичности предоставляет врачу-косметологу широчайшие возможности при проведении эстетического лечения.

### Преимущества препаратов My Filler:

- европейские гарантии качества;
- стабильность, отсутствие миграции;
- оптимальное распределение в тканях;
- длительный выраженный эффект;
- легкость при инъекции.



# SOFT

## УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ, КОРРЕКЦИЯ МЕЛКИХ МОРЩИН

**My Filler Soft** рекомендуется, когда обрабатываемая область требует небольшого увеличения объема, устранения мелких морщин и увлажнения. Также может использоваться для осветления тона лица, поддержания здорового внешнего вида кожи и профилактики образования морщин.


- **Глубина инъекций:**  
поверхностный слой дермы.
- **Области применения:**  
периорбитальная и периоральная зоны, шея, увлажнение губ.
- **Дополнительные характеристики:**  
**My Filler Soft** характеризуется очень низкой вязкостью и может использоваться при армировании поверхностных морщин.



CE 0373

РУ №ПЗН 2023/19917


### Рекомендуемые техники:




Препарат имеет наименьшую концентрацию ГК в линейке продуктов **My Filler**, изготовленных по технологии **TRIO** — всего 20 мг/мл. Обладает низкой вязкостью, подходящей для инъекций иглами 27–30G и канюлями 27G. Рекомендованные техники введения: линейная, точечная, бланширование.



### Рекомендуемые зоны введения:



### Инъекционные инструменты:




Артикул	Концентрация ГК	Тип ГК	Сшивающий агент	Степень сшивания	Размер частиц
MYF001	20 мг/мл	монофазная	BDDE	1,5	80

**Комплект упаковки My Filler Soft:** стерильный предварительно наполненный шприц объемом 1 мл – 1 шт; иглы 27G 1/2" – 2 шт; наклейки с наименованием препарата – 2 шт; инструкция на нескольких языках – 1 шт; карточка пациента – 1 шт.

MyFILLER

# MEDIUM



## ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕМ, МОЩНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Благодаря своим универсальным свойствам **Medium** является наиболее востребованным препаратом из линейки наполнителей **My Filler**. С его помощью возможно создание объема и обеспечение интенсивного увлажнения в зоне инъекцирования.



CE 0373


РУ №РЗН 2023/19917

- **Глубина инъекций:** глубокие слои дермы.
- **Области применения:** носогубные морщины, ментолабиальные складки, глabella, аугментация губ.
- **Дополнительные характеристики:** **My Filler Medium** обладает средней вязкостью и комфортно вводится благодаря эргономичному шприцу с упором для пальцев и удобным поршнем.



**My Filler Medium** изготавливается по технологии **TRIO**, обладает средней вязкостью и имеет концентрацию монофазной стабилизированной ГК 25 мг/мл. Для проведения процедуры используются иглы 27G или канюли 22–25G. Рекомендуемые техники введения: линейная, болюсная, веерная, «решетка».

### Рекомендуемые зоны введения:



### Рекомендуемые техники:


Веерно, болюсно, «решетка»



Линейно

### Инъекционные инструменты:

27G 

22G – 25G 

Артикул	Концентрация ГК	Тип ГК	Сшивающий агент	Степень сшивания	Размер частиц
MYF002	25 мг/мл	монофазная	BDDE	2,5	100

**Комплект упаковки My Filler Medium:** стерильный предварительно наполненный шприц объемом 1 мл – 1 шт; иглы 27G 1/2" – 2 шт; наклейки с наименованием препарата – 2 шт; инструкция на нескольких языках – 1 шт; карточка пациента – 1 шт.

# STRONG

## ИННОВАЦИЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ

**My Filler Strong** — уникальный препарат, содержащий высокую концентрацию гиалуроновой кислоты. Идеально подходит для восполнения утраченных объемов тканей и контурной пластики лица.

- **Глубина введения:** от субдермального слоя до надкостницы.
- **Области применения:** скулы, подбородок, нос, линия нижней челюсти, средняя треть лица.
- **Дополнительные характеристики:** **My Filler Strong** обладает высокой плотностью и отлично формируется. После введения в зону коррекции сохраняет заданную конфигурацию и не мигрирует в соседние области.




CE 0373

РУ №ПЗН 2023/19917

### Рекомендуемые техники:

Линейно, болюсно



Веерно


**My Filler Strong**, созданный по технологии **TRIO**, обладает исключительной концентрацией ГК — 30 мг/мл. Препарат обладает высокой вязкостью, но при этом беспрепятственно проходит через иглы 25–27G и канюли 22G. Рекомендованные техники инъекций: линейная, болюсная, веерная.




### Рекомендуемые зоны введения:

### Инъекционные инструменты:

25G – 27G 

22G 



Артикул	Концентрация ГК	Тип ГК	Сшивающий агент	Степень сшивания	Размер частиц
MYF003	30 мг/мл	монофазная	BDDE	3,5	140

**Комплект упаковки My Filler Strong:** стерильный предварительно наполненный шприц объемом 1 мл – 1 шт; иглы 27G 1/2” – 2 шт; наклейки с наименованием препарата – 2 шт; инструкция на нескольких языках – 1 шт; карточка пациента – 1 шт.



## МГНОВЕННЫЙ И ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Как известно, при использовании дермальных наполнителей на основе стабилизированной ГК общее улучшение состояния кожи происходит далеко не сразу: шитым фракциям ГК требуется 5–7 дней, чтобы распределиться в тканях и соединиться с молекулами воды. Однако полученный результат будет долговременным.

Нативная ГК, входящая в состав биоревитализантов и скинбустеров, обладает непродолжительным воздействием из-за достаточно активного распада молекул под воздействием гиалуронидаз организма. При этом она обеспечивает быстрый эстетический эффект, увлажняя кожу и придавая ей здоровый сияющий вид.

Технология **DUAL Link** — результат многолетних разработок и консультаций с практикующими специалистами. Препараты, изготовленные по данной технологии, отвечают на наиболее распространенный запрос: достигнутый эффект долговечен и виден практически незамедлительно!

**Dual Link** — технология, учитывающая преимущества нативной и стабилизированной гиалуроновой кислоты. Объединенные в одном препарате фракции ГК дополняют действие друг друга: линейная дает быстрый выраженный эффект, модифицированная обеспечивает его стабилизацию во времени. Применение линии филлеров, созданных по технологии **Dual Link**, обеспечивает высокую удовлетворенность пациентов после проведения процедуры и длительное сохранение эффекта без проведения дополнительной коррекции.






# GLIPS

## СТОЙКИЙ ОБЪЕМ И СИЯНИЕ ГУБ


**My Filler Glips** — первый продукт из линейки **My Filler**, созданный специально для объёмного наполнения и контурной пластики губ. Наименование Glips, происходящее от словосочетания Glow Lips (англ. «сияющие губы»), раскрывает суть действия препарата, рецептура которого разработана с учётом различных вариаций индивидуальных особенностей зоны губ.

- **Результат:** мгновенное увлажнение, стойкие блеск и объем.
- **Дополнительные характеристики:** подходит для векторного лифтинга.





CE 0373  
РУ №ПЗН 2023/19917

### Рекомендуемые техники:



**My Filler Glips** изготавливается по технологии **DUAL Link** и имеет концентрацию 20 мг/мл монофазной стабилизированной ГК и 5 мг/мл монофазной нативной ГК. Данные показатели определяют среднюю вязкость геля, подходящую для инъекций иглами 27–30G или канюлями 25G. Рекомендуемые техники введения: линейная, микрокапельная, канюльное армирование.

### Инъекционные инструменты:



Артикул	Концентрация ГК	Тип ГК	Сшивающий агент	Степень сшивания	Размер частиц
MYF105	20 + 5 мг/мл	монофазная	BDDE	2	100

**Комплект упаковки My Filler Glips:** стерильный предварительно наполненный шприц объёмом 1 мл – 1 шт; иглы 27G 1/2” – 2 шт; наклейки с наименованием препарата – 2 шт; инструкция на нескольких языках – 1 шт; карточка пациента – 1 шт.

MyFILLER

# Man Max



## СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН

**My Filler Man Max** — препарат, созданный с учётом биологических и структурных особенностей мужской кожи, таких как толщина, высокая плотность коллагена, более жёсткая структура.



CE 0373  
РУ №РЗН 2023/19917


- **Результат:** маскулинизация внешнего вида, формирование объема и чётких линий нижней трети лица, улучшение качества кожи.
- **Области применения:** подбородок, углы нижней челюсти, нос и средняя треть лица.
- **Дополнительные характеристики:** подходит для коррекции выраженного дефицита объема, в том числе и у женщин.

**My Filler Man Max** изготавливается по технологии **DUAL Link** и имеет концентрацию 25 мг/мл монофазной стабилизированной ГК и 5 мг/мл монофазной нативной ГК. Препарат обладает высокой вязкостью, комфортной для работы иглой 25–27G или канюлей 22G. Рекомендованные техники введения: линейная, болюсная, веерная.



## Рекомендуемые техники:

Линейно, болюсно



Веерно

## Инъекционные инструменты:

25G – 27G

22G

Артикул	Концентрация ГК	Тип ГК	Сшивающий агент	Степень сшивания	Размер частиц
MYF004	25 + 5 мг/мл	монофазная	BDDE	3	120

**Комплект упаковки My Filler Man Max:** стерильный предварительно наполненный шприц объемом 1 мл – 1 шт; иглы 27G 1/2" – 2 шт; наклейки с наименованием препарата – 2 шт; инструкция на нескольких языках – 1 шт; карточка пациента – 1 шт.

## MY FILLER В РОССИИ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Команда **My Med** постоянно работает над тем, чтобы высококачественной продукцией **My Filler** могло воспользоваться как можно большее количество практикующих врачей. Теперь европейский бренд, доступный более чем в 50 странах мира, присутствует и на российском рынке!

**Эксклюзивный дистрибьютор My Filler в России — группа компаний «Аэстетика»**, которая является надежным поставщиком отечественных и зарубежных косметологических препаратов, созданных в соответствии с лучшими фармацевтическими традициями и стандартами. «Аэстетика» предлагает партнерам материалы для профессионального обучения, маркетинговую поддержку и взаимовыгодные коммерческие условия.

Подписывайтесь на наши каналы в социальных сетях, чтобы получать больше информации о последних новостях, разработках, новых продуктах и тенденциях рынка.




[mymedaesthetics.ru](http://mymedaesthetics.ru)




[mymedaesthetics\\_russia](https://vk.com/mymedaesthetics_russia)



[aestetica.prof](https://vk.com/aestetica.prof)





[mymedaesthetics.ru](http://mymedaesthetics.ru)



**АЭСТЕТИКА**  
a e s t h e t i c a · o m n i · a e t a s

**ДИСТРИБУЦИЯ MY FILLER В РФ:**

109544, Москва, Рабочая, 33  
+7 (499) 841-77-77 | +7 (977) 373-86-39  
[info@aestetica.pro](mailto:info@aestetica.pro)

390000, Рязань, Полевая, 80, Н4  
+7 (920) 972-39-65  
[sale@aestetica.pro](mailto:sale@aestetica.pro)

